

FICHE PRODUIT

Biotainer, 1,8 Litres

Référence : SOC-BIOT1.8L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Biotainer, 1,8 Litres

Emballage pour le transport, en température ambiante, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux conformes aux instructions d'emballage P 620 Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:

- ADR pour les expéditions routières
- IATA pour les expéditions aériennes
- IMDG pour les expéditions maritimes
- RID pour les expéditions ferroviaires
- Permet le transport de tubes à prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de pétri, de flacons à prélèvements, de lames... * Trois versions: 0,25 Litres; 1,8 Litres et 12 Litres

Dimensions hors tout (Longueur, Profondeur, Hauteur): 150 x 160 x 185 mm.

Dimensions du récipient (Hauteur): 140.

Ø: 125.

Conditionnement: Carton de 24 pièces.

Condition minimum de vente: 1 pièce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biotainer/3978-biotainer-1-8l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com