

FICHE PRODUIT

Cryopack avec récipient: 12 Litres

Référence : SOC-CRYO12L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cryopack avec récipient: 12 Litres;

- Emballage pour le transport en température dirigée, de prélèvements biologiques infectieux ou potentiellement infectieux pour des durées supérieures à 72 heures;
- Homologué ONU, il est conforme aux exigences des différentes réglementations internationales du transport:
- ADR pour les expéditions routières,
- IATA pour les expéditions aériennes,
- IMDG pour les expéditions maritimes,
- RID pour les expéditions ferroviaires;
- Permet le transport de tubes de prélèvements, d'écouvillons, de boîtes de pétri, de flacons et bouteilles, d'organes, etc;
- La source de froid n'est pas fournie avec les Cryopack;
- Livré monté et prêt à l'emploi avec son mode d'utilisation;
- Dimensions (Long. x Larg. x Haut.): 343 x 343 x 730 mm;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matière de la glacière: Polyuréthane;
- Matière du récipient: Métallique;
- Récipient (Haut.): 320 mm; Ø: 230 mm;
- Condition minimum de vente: 1 pièce.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cryopack/3979-cryopack-avec-recipient-12l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com