

FICHE PRODUIT

Poubelles de laboratoire en PVC de couleur blanche, 10 Litres

Référence : SOC-PCB10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Poubelles de laboratoire en PVC de couleur blanche, 10 Litres :

- * Couvercle à bascule. Bonne stabilité;
- * Dimensions (Larg. x Long. x H.): 200 x 200 x 400 (mm).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/poubelles/3985-poubelles-de-laboratoire-en-pvc-de-couleur-blanche-10l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com