

FICHE PRODUIT



Portoirs flottants, microtubes 1,5 et 2 ml, cryovials

Référence : SOC-PNF2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoirs flottants, microtubes 1,5 et 2 ml cryovials :

- * Portoirs en polypropylène pour 16 microtubes (4 x 4) ou Cryovials;
- * Portoirs destinés au stockage ou à l'incubation de microtubes;
- * Résistance de -70°C à +100°C;
- * Poignée centrale de préhension;
- * Chaque trou possède une languette de rétention, bloquant le microtube et l'empêchant de remonter;
- * Munis de 4 pieds empêchant les microtubes de reposer sur la paillasse;
- * Dimensions (Côté - Haut.): 105 x 105 - 42 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-flottants/3989-portoirs-flottants-microtubes-1-5-et-2ml-cryovials.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com