

FICHE PRODUIT

Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 32 Litres

Référence : SOC-SA550HT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Sacs à déchets pour destruction en autoclave, 32 Litres:

- Résistance hautes températures 134°C / 20 minutes.
- Avec attaches pré-découpées.
- Sacs autoclave en polypropylène pour la destruction des milieux de culture, boîtes de pétri.
- Dimensions (Larg. x Haut.): 770 x 550 (mm).
- Epaisseur: 40 µm.
- Conditionnement minimum de vente: paquet de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-a-dechets-pour-destruction/3990-sacs-a-dechets-pour-destruction-en-autoclave-32l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com