

FICHE PRODUIT

Eau distillée stérile apyrogène

Référence : AGU-EAUDS5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Descriptif

Composition: Eau bidistillée stérile apyrogène de qualité PPI (préparation pour injection). Conforme à la Pharmacopée Européenne en vigueur pour les eaux de rinçage et irrigation: Aqua ad iniectabilia.

Conditionnement: L'eau stérile bidistillée apyrogène de rinçage et irrigation est commercialisée dans des flacons en Polypropylène avec bouchons de couleur bleu (sauf en 5 L, le bouchon est blanc). Le n° de lot et la date de péremption sont gravés dans le polypropylène lors du moulage des flacons Versol. Pour les bidons et poches, ces indications figurent sur l'étiquette. Garantie supérieure à un an. Les bidons de 5 L sont munis d'un suremballage pour protéger le flacon de la poussière avant l'entrée en salle blanche.

Indications et utilisations préconisées: rinçage et irrigation des plaies, nébulisation d'aérosols, rinçage d'instruments chirurgicaux et autre, rinçage dans les protocoles de désinfection du matériel, dilution dans les automates d'analyse, test LAL, HPLC, réalisation de solutions tampon, utilisation comme matière première pour la fabrication de médicaments non injectables, milieux de culture...

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mode d'emploi: Ne pas réutiliser un flacon déjà entamé car il n'est plus stérile et apyrogène. Ne pas utiliser pour injecter ou pour la préparation de médicaments injectables car l'eau est de qualité PPI mais n'a pas fait l'objet d'une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) et n'est donc pas considérée comme médicament mais comme DM (Dispositif Médical).

Documents fournis sur demande: Attestation CE et déclaration de conformité à la norme.

Caractéristiques Bidon de 5 Litres Conditionnement L'unité

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/eau-distillee/40-eau-distillee-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com