


FICHE PRODUIT



Finnpipette focus à volume fixe : 25 µl, embase courte

Référence : THE-FOCUS25F

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Finnpipette FOCUS à volume fixe : 25 µl, * à Embase porte-cône courte permettant un travail précis, * Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit, * bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de * réglage de volume et de performances de pipetage, * Calibrage aisé au laboratoire, * Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage, Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/4004-finnpipette-focus-a-volume-fixe-25-l-embase-courte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com