

FICHE PRODUIT



Cônes unibox, en rack 130x100x83

Référence : SOC-RPCH

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Cônes UNIBOX, en rack 130 x 100 x 83.

- autoclavable de nombreuses fois, 20 min à 121°C.
- Couleur naturelle.
- Condition minimum de vente: 10 racks.
- Dimensions: 130 x 100 x 83 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-unibox-en-rack/4009-cones-unibox-en-rack130x100x83.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com