

FICHE PRODUIT

Cônes Naturel 5-200ul Type Gilson -5 Recharges

Référence : GIL-RCN200G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

UNIBOX SYSTEM: 2 à 200µl

Caractéristiques:

- Couleur naturelle
- Type de collerette Gilson
- Système économique de recharge des cônes pour racks.
- Se compose d'un rack et d'une recharge; La recharge des cônes: 96 cônes (8 x 12) pré-rangés sur une grille en polypropylène à placer dans les racks; Les rack sont livrés vide sans support, ni cône en 2 versions:
 - * en polycarbonate (PC) translucide et couvercle (PC) coulissant transparent,
 - * autoclavable de nombreuses fois, 20 mn à 121°C et
 - * en polypropylène bleu (PP) avec couvercle "Coiffant" transparent.
- * Condition minimum de vente: 5 recharges de 96 cônes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-unibox-recharge/4010-cones-naturel-5-200ul-type-gilson-5-recharges.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com