


FICHE PRODUIT

Incubateur de laboratoire à air forcée 100 Litres

Référence : SOC-GEU-181460

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES Type : Convection forcée Applications : bactériologique Configuration : table de travail Matériau de la chambre de stérilisation : acier inoxydable Nombre de portes : 1 porte Plage de température : Min. : 5 °C (41 °F) Max. : 80 °C (176 °F) Capacité : 100 l (26,4 gal)

DESCRIPTION Type de thermoélément : Capteur de température linéaire Contrôle de la température : Contrôle numérique PID Élément de commutation de la charge : SSR (Solid State Relay) Incréments de réglage du thermostat : par pas de 0,1 °C Précision de fonctionnement du thermostat : $\pm 0,1$ °C Incréments d'affichage du thermomètre : par pas de 0,1 °C Précision de la température de la chambre : ± 1 °C Ventilateur de circulation : Disponible Report / Durée du processus : 1 min - 99 heures 59 min Début de la temporisation : Lorsque la température de consigne est atteinte Mesure de sécurité : Thermostat de sécurité à expansion liquide (30-90) °C Matériau de l'enveloppe : Tôle d'acier recouverte d'une peinture émaillée cuite. Matériau de la chambre : Acier inoxydable Matériau d'isolation : Laine de roche Étagères : 2 en acier inoxydable perforé Fusible : 6 Ampères Puissance nominale : 900 W Alimentation électrique : AC 190-240 V/50-60 Hz

INFO LOGISTIQUE Dimensions de la chambre (l x h x p) : 50 x 50 x 40 cm Dimensions hors tout (l x h x p) : 79 x 69 x 53 cm Poids net: 55 kg Poids brut: 61 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/402-etuve-bacteriologique-60l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com