


FICHE PRODUIT



Etuve bactériologique, 120 Litres

Référence : SOC-GEU-181490

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Etuve bactériologique, 120 Litres

Caractéristiques de Etuve bactériologique 120l

- minuterie de 120mn,
- thermostat de précision pour bactériologie,
- thermostat de sécurité,
- voyant de contrôle,
- fusible bipolaire,
- cordon détachable,
- isolation laine de roche,
- porte isolée avec fenêtre d'observation,
- fermeture à clé,
- cuve ventilée pour une répartition uniforme de la température.,
- dimensions extérieurs: 835x555x550mm
- dimensions internes: 670x425x430mm
- puissance: 1800w -220v.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/403-etuve-bacteriologique-120l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com