


FICHE PRODUIT



Tubes à centrifuger 50 ml, avec jupe, ionisés, racks de 25 pièces

Référence : CEB-TCU50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes à centrifuger 50 ml CEB, Avec jupe autostable, ionisés, racks de 25 pièces; * En polypropylène; * Fond conique; * Bouchon à vis; * Graduations: sérigraphiées de 5 à 45 ml pour les tubes en racks, * dans la masse pour les tubes en sacs; * Centrifugeables jusqu'à 5 000g; * Résistance à la température: -80°C à +121°C; * Disponibles en sacs ou en racks; * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 27 x 29 x 115 mm; * Condition minimum de vente: 10 racks de 25 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-50-ml-ceb/4032-tubes-a-centrifuger-50ml-avec-jupe-ionise-racks-de-25-piec.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com