

FICHE PRODUIT

Tube 15 ml polystyrène gradué à vis - Stérile rack de 25

Référence : SOC-TC15PS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tube 15 ml polystyrène gradué à vis - Stérile rack de 25; * Fond conique. Bouchon à vis; * Graduations de 2 à 15 ml; * Stériles; * Niveau d'endotoxine contrôlé. Absence de RNase et DNase; * Traces de métaux lourds < 1 ppm; * Graduations dans la masse; * Centrifugeables à 1500 g; * Température -40°C à +90°C; * Disponibles en sacs ou en racks; * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 15 x 17 x 118 mm; * Condition minimum de vente: 10 paquets de 2 racks de 25 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-15-ml/4034-tubes-a-centrifuger-15ml-polystyrene-racks-de-25-pieces.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com