

FICHE PRODUIT

Tubes à centrifuger 50 ml, en racks de 25 pièces

Référence : SOC-TCU50PP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes à centrifuger 50 ml, en racks de 25 pièces

- * En polypropylène. Résistant au phénol et au chloroforme;
- * Fond conique;
- * Bouchon à vis;
- * Graduations sérigraphiées de 5 à 45 ml;
- * Centrifugeables jusqu'à 15 000 g;
- * Résistance à la température: -90 °C à +122 °C;
- * Stériles;
- * Niveau d'endotoxine contrôlé;
- * Absence de RNase et DNase;
- * Traces de métaux lourds < 1 ppm;
- * Disponibles en sacs ou en racks;
- * Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 25 x 29 x 115 mm;

Condition minimum de vente: 10 paquets de 2 racks de 25 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-centrifuger-50-ml/4035-tubes-a-centrifuger-50ml-en-racks-de-25-pieces.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com