

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAP-S 0110

Référence : SOC-SAP-S0110

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 110 litres, Modèle SAP-S 0110:

- Dimensions de la chambre : 410 mm x 410 mm x 660 mm (D).
- Dimensions : 950 (W) x 1800 (H) x 1350 (D) mm.
- Capacité de la chambre : environ 110 litres.
- Alimentation : 12.0KW 50 / 60HZ.

Accessoires standards :

- 1 plateau en acier inoxydable #304.
- 2 tubes pour lampe.

Système de commande :

- système électrique de contrôle automatique avec le système de commande de pression.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Construction :

- Boîtier en acier inoxydable #304.
- Armature.
- Chambres intérieure et extérieure.
- Température maximale : 140°C.
- Conception de la chambre : ASME standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304 : Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316 : En option.
- Ajout d'eau automatique : Oui.
- Température de travail : 0.9 - 2.1 kg / cm², réglable (118°C-134°C).
- Séchage : Oui.

Accessoires en option:

- 2 paniers en acier inoxydable.
- chariot de transport.
- Interrupteur de contrôle de pression : Oui.
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau : Oui.
- Interrupteur de contrôle de température : En option.
- Prévide: Non.
- Séchage sous vide : En option.
- Stérilisation liquide : Oui.
- Thermographe : En option.
- 1 or 6 points temperature recorder : En option.
- Double porte : En option.
- Fermeture de la porte sous pression : En option.
- Construction de la porte coulissante : N/A.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dispositifs de sécurité :

- Interrupteur de contrôle de pression.
- Interrupteur de contrôle de niveau d'eau.
- Indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint.
- Valve de sécurité.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/4045-autoclave-vertical-110-litres-modele-sap-s0110.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com