

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 339 litres modèle sap-600

Référence : SOC-SAP-600

Points forts

- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications Techniques de l'Autoclave vertical 339 litres modèle sap-600:

- Dimensions de la chambre: 610mm x 1200 mm(D).
- Dimensions: 900(W) x 1800(H) x 1550(D) mm.
- Capacité de la chambre: environ 339 litres * Alimentation: 12.0KW 50 / 60HZ.

Accessoires standards

- 1 plateau en acier inoxydable #304 *1 tube pour lampe.
- Thermographe.

Accessoires en option

- Chariot de transport.
- 2 Paniers Inox.
- Stérilisation liquide.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dispositifs de sécurité

- Porte sécurisé.
- Protection au sur-chauffage.
- Soupape de sécurité.
- System de sécurité électronique.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/4046-autoclave-vertical-339-litres-modele-sap-600.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com