

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 196 litres modèle sap-500

Référence : SOC-SAP-500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES de l'Autoclave vertical 196 litres modèle sap-500:

- Dimensions: 800(W) x 1700(H) x 1350(D) mm.
- Dimensions de la chambre: 500mm x 1000 mm(D).
- Capacité de la chambre: environ 196 litres Alimentation: 9.0KW 50 / 60HZ.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.
- 1 tube pour lampe.
- Système de commande: système électrique de contrôle automatique avec le système de commande de pression.
- Construction: boîtier en acier inoxydable #304, armature, porte, chambres intérieure et extérieure.
- Température maximale: 140°C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conception de la chambre: ASME Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304: Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316: Ajout d'eau automatique.
- Température de travail: 0.9-2.1kg/cm² réglable (118°C-134°C).
- Séchage.

Accessoires en option:

- 2 paniers en acier inoxydable.
- chariot de transport.
- Interrupteur de contrôle de pression.
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau.
- Interrupteur de contrôle de température.
- Séchage sous vide: en option.
- Stérilisation liquide.
- Thermographe: en option.
- Enregistreur de température: en option.
- Fermeture de la porte sous pression: en option.

Dispositifs de sécurité:

- interrupteur de contrôle de pression,
- interrupteur de contrôle de niveau d'eau,
- indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint,
- valve de sécurité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/4047-autoclave-vertical-196-litres-modele-sap-500.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com