

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 141 litres, Modèle SAP-450

Référence : SOC-SAP-450

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 141 litres, Modèle SAP-450:

- Dimensions de la chambre: 450 mm x 900 mm (D).
- Dimensions: 800 (W) x 1700 (H) x 1250 (D) mm.
- Capacité de la chambre: environ 141 litres.
- Alimentation: 7.0KW 50 / 60HZ

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.
- tube pour lampe.
- Système de commande: système électrique de contrôle automatique avec le système de commande de pression.
- Construction * boîtier en acier inoxydable #304 * armature * porte * chambres intérieure et extérieure * Température maximale: 140°C.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conception de la chambre: ASME Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #304: Standard.
- Matériel de la chambre en acier inoxydable #316: en option.
- Ajout d'eau automatique: oui.
- Température de travail: 0.9-2.1 kg / cm² réglable (118°C-134°C).
- Séchage: oui.

Accessoires en option:

- paniers en acier inoxydable.
- 1 chariot de transport.
- Interrupteur de contrôle de pression: oui.
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau: oui.
- Interrupteur de contrôle de température: en option.
- Prévide: non.
- Séchage sous vide: en option.
- Stérilisation liquide: oui.
- Thermographe: en option.
- 1 or 6 points temperature recorder: en option.
- Double porte: en option.
- Fermeture de la porte sous pression: en option.

Dispositifs de sécurité:

- interrupteur de contrôle de pression;
- interrupteur de contrôle de niveau d'eau,
- indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint,
- valve de sécurité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/4048-autoclave-vertical-141-litres-modele-sap-450.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com