

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical automatic 141 litres, Modèle POINTER SA-450A

Référence : SOC-SA-450A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical automatic 141 litres, Modèle POINTER SA-450A

- Dimensions de la chambre: 450 mm (10") x 900 mm (D).
- Dimensions: 800 (W) x 1800 (H) x 1250 (D) mm.
- Capacité de la chambre: environ 141 litres .
- Alimentation: 7.0KW 50 / 60 HZ.
- Température de travail: 1.4 kg / cm², environ 126°C.
- Température maximale: 140°C.
- Dispositifs de sécurité :
 - * contrôle et protection de l'eau
 - * valve de sécurité
 - * système de sécurité électronique
 - * indicateur de niveau d'eau faible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * valve d'évacuation d'urgence.
- programme spécial de préchauffage automatique.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304.
- Norme de sécurité: ISO-9001 & ISO-13485.
- Séchage automatique: oui.
- Contrôle automatique: oui.
- Système de fermeture automatique de la porte: en option.
- Vibreur en cas de niveau d'eau bas: en option.
- Stérilisation de liquide: en option.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/4049-autoclave-vertical-automatique-141-litres-modele-pointer-sa-450a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com