

FICHE PRODUIT



Stepper 411 Socorex pour distribution répétitive

Référence : SRX-MSR411

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

STEPPER avec adaptateur pour seringue 37,5ml;

Livré avec :

- 3 boutons de sélection des volumes,
- 1 adaptateur pour seringue de 37,5 ml,
- 1 portoir.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/stepper-411-socorex/4064-stepper-avec-adaptateur-pour-seringue-37-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com