

FICHE PRODUIT

Cônes biohit: 50 - 1000µl, en rack stérile de 96

Référence : EPP-791001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes BIOHIT: 50 - 1000µl, en rack stérile de 96; Version stérilisée par irradiation; Niveau d'endotoxine contrôlé; Absence de Rnase et de Dnase; Longueur 71,5mm; * En polypropylène naturel; * Incolores et exempts de métaux lourds; * Autoclavables à 121°C pendant 20 min; * Condition minimum de vente: 10 racks de 96.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-biohit/4067-cones-biohit-50-1000-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com