

FICHE PRODUIT

Cônes biohit: 0,2 - 10µl, en rack stérile de 96

Référence : EPP-790011

Points forts

- Garantie : 0

Description du produit

Cônes BIOHIT: 0,2 - 10µl, en rack stérile de 96; Version stérilisée par irradiation; Niveau d'endotoxine contrôlé, Absence de Rnase et de Dnase; Longueur 31,5mm; * En polypropylène naturel; * Incolores et exempts de métaux lourds; * Autoclavables à 121°C pendant 20 min; * Condition minimum de vente: 10 racks de 96.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-biohit/4071-cones-biohit-0-2-10-l-en-rack-sterile-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com