


FICHE PRODUIT



Pompe manuelle

Référence : SOC-250500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Spécifications Techniques

- Dimensions: 110(L) x 5(H) x 10(P) cm
- Volume: 0,0055 cm³
- Poids: 0,2 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-chambre-noire/4078-pompe-manuelle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com