

FICHE PRODUIT



Pipette pour mélanger

Référence : SOC-250300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• **Caractéristiques**

- Dimensions: 60(L) x 2(H) x 8(P) cm
- Volume: 0,001 cm³ * Poids: 2 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/melangeur-de-bains/4079-pipette-pour-melanger.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com