

FICHE PRODUIT

Portoir pour 3 micropipettes acura et calibra

Référence : SRX-SUPSOC3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoir pour 3 micropipettes Acura et Calibra.

Les portoirs Acura et Calibra Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique sûr les pipettes manuelles et électroniques.

- Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pipettes/4092-portoir-pour-3-micropipettes-acura-et-calibra.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com