

FICHE PRODUIT

Papier thermique Sony couleur UPC-21S

Référence : SON-UPC-21S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Kit d'impression couleur Sony UPC-21S - Solution compacte et économique pour imagerie médicale

Le **Sony UPC-21S** est un kit d'impression thermique couleur spécialement conçu pour les professionnels de santé recherchant une **solution fiable, économique et performante** pour l'imagerie médicale.

Grâce à sa technologie de **sublimation thermique couleur**, il permet d'obtenir des impressions précises et durables, adaptées aux besoins des cabinets médicaux, cliniques et services hospitaliers. Ce kit est particulièrement apprécié pour son **excellent rendement avec 240 impressions par boîte**, optimisant ainsi le coût par cliché.

Impression couleur fiable et constante

Le Sony UPC-21S offre :

- Une **reproduction fidèle des couleurs médicales**
- Une **qualité d'image stable et homogène**
- Une **bonne durabilité des impressions dans le temps**
- Une solution idéale pour les examens nécessitant une documentation claire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Son format compact permet une gestion simple des clichés et un archivage facilité.

Kit complet prêt à l'emploi (haute capacité)

Chaque boîte contient :

- **240 feuilles de papier thermique couleur**
- **3 rubans encreurs couleur (CMY)**

Ce conditionnement permet une utilisation prolongée sans remplacement fréquent, idéal pour les structures à volume élevé.

Applications médicales principales

Le UPC-21S est utilisé dans :

- Échographie (gynécologie, obstétrique)
- Endoscopie
- Imagerie médicale couleur
- Cabinets médicaux et cliniques

Sa polyvalence en fait un consommable standard pour de nombreuses applications diagnostiques.

Compatibilité imprimantes Sony

Compatible avec les imprimantes couleur Sony :

- UP-20
- UP-21MD
- UP-25MD
- UP-D21MD
- UP-D23MD
- UP-D25MD

Caractéristiques techniques

- Type : Kit papier thermique couleur (sublimation thermique)
- Format : A6 compact
- Dimensions : 100 x 90 mm
- Capacité : 240 impressions / boîte

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Contenu : papier + 3 rubans encreurs
- Application : échographie, endoscopie

Pourquoi choisir le Sony UPC-21S ?

- ✓ Très bon rendement (240 clichés)
- ✓ Solution économique pour impression couleur
- ✓ Format compact facile à archiver
- ✓ Qualité d'image fiable pour usage médical
- ✓ Compatible avec imprimantes Sony standards

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-sony/4101-papier-thermique-sony-couleur-modele-upc-21s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com