

FICHE PRODUIT

Papier thermique noir et blanc, format A6, Modèle K61B - KP61B

Référence : MIT-K61B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Papier thermique Mitsubishi K61B / KP61B - Standard fiable pour impression médicale quotidienne

Le **Mitsubishi K61B / KP61B** est un papier thermique médical standard conçu pour offrir une **impression noir & blanc fiable et homogène** dans les environnements médicaux. Il constitue une solution idéale pour les professionnels recherchant un consommable performant à coût maîtrisé.

Avec son format **A6 (110 mm x 20 m)**, ce papier est parfaitement adapté aux imprimantes thermiques utilisées en échographie, radiologie et diagnostic médical.

Impression stable et économique

Le Mitsubishi K61B est reconnu pour :

- Une **impression monochrome constante et lisible**
- Une **bonne restitution des images médicales**
- Une **solution économique pour usage intensif**
- Environ **240 à 245 impressions par rouleau**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Idéal pour les structures médicales à fort volume d'impression.

Applications médicales principales

Ce papier est utilisé dans :

- Échographie (gynécologie, obstétrique)
- Imagerie diagnostique
- Cabinets médicaux et cliniques
- Microscopie et examens techniques

Son positionnement "standard" en fait un consommable de base incontournable.

Le Mitsubishi K61B est compatible avec :

Imprimantes Mitsubishi

- P60 / P61 / P65 / P66 / P67 / P68
- P90 / P91 / P93 / P95

Compatibilité élargie (avantage concurrentiel)

- Certains modèles Sony (UP-890, UP-897, UP-D898, etc.)

Très important SEO : **double compatibilité Mitsubishi + Sony = trafic élargi**

Caractéristiques techniques

- Type : Papier thermique noir & blanc standard
- Format : A6
- Dimensions : 110 mm x 20 m
- Capacité : ~240 impressions / rouleau
- Conditionnement : boîte de 4 rouleaux
- Utilisation : échographie, imagerie médicale
- Certification : CE médical

Pourquoi choisir le Mitsubishi K61B ?

- ✓ Solution économique pour usage quotidien
- ✓ Large compatibilité imprimantes (Mitsubishi + certaines Sony)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- ✓ Impression fiable et stable
 - ✓ Bon rendement par rouleau
 - ✓ Standard reconnu en imagerie médicale
- **Description:** Papier noir et blanc mat format A6
- **Nombre de clichés:** 210
- **Conditionnement:** boîte de 4 rouleaux
- Compatible avec imprimantes P-60/61/65/67

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-mitsubishi/4124-papier-thermique-noir-et-blanc-format-a6-modele-k61b-kp61b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com