

FICHE PRODUIT

Pipettes en verre pyrex 0,5 ml - 0,2 ml, stérile

Référence : SOC-PV2S35

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Pipettes en verre pyrex 0,5 ml - 0,2 ml, stérile:

- Longueur: 290 mm;
- Graduations: bleues, résistantes, négatives, précision : $\pm 1\%$;
- Version stérile / 35;
- Conditionnement: 4 x 5 x 35;
- Conditionnement minimum de vente: 175.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-en-verre-pyrex/4128-pipettes-en-verre-pyrex-0-5ml-0-2ml-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com