


FICHE PRODUIT



Pipettes jaugées en verre 2 traits, classe A, 20 ml

Référence : SOC-PJ202T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes jaugées 20 ml :

- * En verre clair classe A;
- * Ecoulement partiel, 2 traits de jauge;
- * Pointes rodées et calibrées;
- * Avec boule de sûreté;
- * Repérage de la capacité par code couleur;
- * Tolérance: 0,03 ml;
- * Longueur: 620 mm;
- * Code couleur: jaune;
- * Conditionnements: 12;
- * Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-jaugees/4133-pipettes-jaugees-20ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com