


FICHE PRODUIT

Micropipette eppendorf reference variable 10 - 100µl

Référence : EPP-VARI100

Points forts

- Conditionnement : 1
- Capacité : 10 - 100 µl
- Incrément : 0,1 µl
- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Micropipette REFERENCE EPPENDORF vol. variable 10 - 100µl. avec 0,1µl d'Incréments. Possède un seul bouton-poussoir multifonctionnel de code couleur Jaune qui permet d'actionner l'ensemble des fonctions : prélever, distribuer, éjecter la pointe après usage et d'afficher le volume souhaité. Un bouton de blocage fixe le volume sélectionné. micropipette ergonomique, Disponible sous coffret complet avec pipette et pointes epTIPS box, Résistants aux produits, corrosifs, Cadran de lecture à 4 digits, Entièrement autoclavable à 121°C sans démontage, Garantie 3 ans.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/4135-micropipette-ependorf-reference-variable-10-100-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
Capacité	10 - 100 µl
Incrément	0,1 µl
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com