

FICHE PRODUIT

Pots Tronconiques en polypropylène blanc opaque ionisé (400ml)

Référence : SOC-PMGOP400G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pots Tronconiques en polypropylène blanc opaque ionisé 400ml

- * A usage unique;
- * En polypropylène avec cape à pression hermétique en polyéthylène;
- * **Dimensions (Haut. x Ø base x à ouvert.):** 100 x 70 x 85mm;
- * **Etat bactériologique:** ionisé;
- * Cape montée;
- * Polypropylène opaque;
- * **Graduation** 50 en 50ml;
- * **Condition minimum de vente:** carton de 185.
- * **Disponibles en version**
 - Opaque ou translucide pour les capacités de 200 et 400ml,
 - Opaque pour les autres capacités;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pots-tronconiques/4141-pots-tronconiques-400ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com