

FICHE PRODUIT

Pipetboy acu vert transparent

Référence : IBS-PBOYACUV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipetboy acu vert transparent

Pipeteur autonome livré avec:

- * 1 accumulateur 9 V NiMH rechargeable,
- * 1 adaptateur secteur pour 220V/50Hz,
- * 1 filtre stérile,
- * 1 fixation murale;

Caractéristiques: Pipetboy acu vert transparent

- * Léger (220 g) et facile à manipuler;
- * Le filtre stérile (0,45µm) interchangeable protège de toute contamination (Réf. FILTBOY);
- * Le porte-pipette autoclavable est en silicone;
- * Il convient pour les pipettes en verre ou en matière plastique de 0,1 à 100ml;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Les vitesses d'aspiration et de distribution peuvent varier de multiples façons:
- * Modification du réglage de façon continue par l'intermédiaire de la vis moletée,
- * Dosage du liquide pendant l'opération de pipetage au moyen de deux boutons de dosage;
- * Pipetage précis:
- * Dosage fin en appuyant plus ou moins fortement sur les boutons de dosage. Ainsi, la distribution se fait avec une précision extrême.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipetboy-acu/4147-pipetboy-acu-vert-transparent.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com