

FICHE PRODUIT

Finnpipette research IVD 8 canaux:50-300µl

Référence : THE-FPRIVD8V300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Les Finnpipettes research digital thermo canaux 8 : 30-300µl

Les **Finnpipettes research digital thermo canaux 8 : 30-300µl** commercialisées par **SOCIMED** ont été conçues pour offrir un confort, en se concentrant sur la fonction la plus importante à savoir, un pipetage exacte et précis. Ce système, **Finnpipette research digital thermo 8 canaux: 30-300µl**, est une famille de micropipette à votre disposition pour relever les défis posés par vos applications. Pendant des décennies, les systèmes de pipetage **Thermo Scientific Finnpipette** ont fourni une productivité et une ergonomie éprouvées dans des milliers de laboratoires et d'applications à travers le monde. Chaque perfectionnement a été conçu pour simplifier votre travail en laboratoire et le rendre plus sûr et efficace. Les **Finnpipette** sont ainsi devenus un standard pour ce qui est de leur fiabilité, confort et simplicité d'utilisation.

Ergonomie exceptionnelle : De nos conceptions légères aux fonctionnalités de pipetage sans tensions musculaires en 30 µl à 300ul: standards ou spécialisés pour des applications précises et une meilleure ergonomie **Les Finnpipettes research digital thermo 8 canaux:30-300 µl**.

Ces **Finnpipette** lorsqu'elles sont utilisées, elles ont un code couleur par volume pour sélectionner plus facilement la bonne micropipette et les bons cônes, quel que soit l'environnement. Qualité fiable : chaque système de pipetage est certifié Garantie étendue gratuitement : recevez une

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

garantie de 3 ans sur **Les Finnpiettes research digital thermo 8 canaux:30-300 µl.**

Caractéristique de la Micropipette Finnpiette research digital thermo Canaux

- Affichage digital du volume.
- Absence de parties métalliques évitant les risques de corrosion.
- Grip-Index "anti-fatigue".
- Etiquette de marquage personnalisable avec hublot de protection.
- Molette de réglage du volume Sans risque de déchirure des gants.
- Cliquet sonore de sécurité sans risques de glissement du volume.
- Molette de calibrage à accès facile pour un recalibrage aisé au laboratoire (outils fournis avec la pipette).
- Ejecteur à commande assistée. La pression nécessaire à l'éjection du cône est réduite de 50.
- Mécanisme Twin-Blow-Out Un piston secondaire télescopique amplifie l'action de "soufflage" par injection d'un volume d'air supplémentaire en phase de distribution (breveté).
- Entièrement autoclavable à 121°C.
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette-research/4149-finnpipette-research-ivd-8-canaux-50-300-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com