

FICHE PRODUIT



Flacon 45ml polypropylène + Lien sécurité-Cape attendant

Référence : SOC-FS45CS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques Techniques:

- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Dimension du flacon: 30mm;
- Hauteur: 84mm;
- Hauteur de la cape (sans languette): 35mm;
- Pas de graduation;
- Plage dépolie: non;
- Conditionnement minimum de vente: 500.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-avec-cape-attenante/4151-flacon-45ml-polypropylene-lien-securite-cape-attenante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com