

FICHE PRODUIT

Flacons avec cape attenante 300ml

Référence : SOC-FS300CS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques:

- Production en classe 100.000 flacons fermés dans le moule;
- En polypropylène haute densité de qualité alimentaire;
- Bonne résistance mécanique et chimique;
- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Etanches aux liquides froids et chauds jusqu'à 70°C sans déformation;
- Maniement simple et efficace grâce à sa cape à charnière;
- Possibilité d'ajouter un scellé;
- Dimension du flacon: 64mm;
- Hauteur: 119mm;
- de la cape (sans languette): 71mm;
- Graduation de 30 en 30ml jusqu'à 300ml et un trait de jauge à 100 et à 200ml;
- Plage dépolie: non;
- Condition minimum de vente: 90.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-avec-cape-attenante/4155-flacons-avec-cape-attenante-300ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com