

FICHE PRODUIT



Pipettes jaugées 3 ml, 2 traits classe A - Ecoulement rapide

Référence : SOC-PJ32T

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Pipettes jaugées 3 ml
- En verre clair classe A;
- Ecoulement partiel, 2 traits de jauge;
- Pointes rodées et calibrées;
- Avec boule de sûreté;
- Repérage de la capacité par code couleur;
- Tolérance: 0,015 ml;
- Longueur: 350 mm;
- Code couleur: noir;
- Conditionnement: 10;
- Condition minimum de vente: sachet 1 pièce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-jaugees/4157-pipettes-jaugees-3ml-2-traits-classe-a-ecoulement-rapide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com