

FICHE PRODUIT



Pipettes graduées à écoulement total, 20ml, graduation 0,1ml

Référence : SOC-PGC2010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pipettes graduées à écoulement total, 20ml, graduation 0,1ml:

- * En verre clair classe B;
- * Avec boule de sûreté;
- * Graduations résistantes, marron;
- * Repérage de la capacité par code couleur;
- * Tolérance: 0,20ml;
- * Longueur: 450mm;
- * Code couleur: double trait jaune;
- * Conditionnement: 10;
- * Condition minimum de vente: sachet 1 pce.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-graduees/4158-pipettes-graduees-a-ecoulement-total-20ml-graduation-0-1ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com