

**FICHE PRODUIT**

## Micropipette acura electro socorex 925 monocanal: 10 - 200µl

Référence : SRX-MSAE200K

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

- **Caractéristiques de la Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 925 monocanal: 10 - 200µl. avec 1,00 µl d'incréments.**

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

- une micropipette électronique,
- un support de charge,
- un chargeur rapide avec cordon,
- une batterie supplémentaire,
- un certificat d'étalonnage.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4164-micropipette-acura-electro-socorex-925-monocanal-10-200-l.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com