

FICHE PRODUIT



Micropipette acura electro socorex 925 monocanal: 0,5 - 10µl

Référence : SRX-MSAE10K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 925 monocanal: 0,5 - 10µl. avec : 0,05 µl d'incréments.

• Caractéristiques générales:

Modules volumétriques (parties basses) : interchangeableables sur une même unité de contrôle.

Programmation intuitive.

Modes de pipetage direct, inverse et multi-distribution.

Dilution (jusqu'à 3 liquides).

Touche mélange activée par simple pression.

Affichage réversible droitier/gaucher.

Sélecteur pour 3 vitesses de travail.

Large bouton éjecteur judicieusement positionné.

Etalonnage sur le clavier de commandes.

Charge de la batterie sur la pipette ou sur le support.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le système JUSTIP réglable en hauteur.

Autoclavables.

Garantie 01 AN.

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant:

- une micropipette électronique,
- un support de charge,
- un chargeur rapide avec cordon,
- une batterie supplémentaire,
- un certificat d'étalonnage.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4165-micropipette-acura-electro-socorex-925-monocanal-0-5-10-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com