

**FICHE PRODUIT**

## Flacons à large ouverture 150ml, bouchés/ionisés, double fermeture

Référence : PLG-F150CDG

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Flacons à large ouverture 150ml, bouchés/ionisés, double fermeture;**

- \* En polyéthylène haute densité;
- \* Non gradués;
- \* Cape à vis rouge;
- \* Dimensions (L x l x H): 50 x 50 x 95;
- \* Ø ouverture: 37mm;

Condition minimum de vente: 600.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4167-flacons-a-large-ouverture-150ml-bouches-ionises-double-ferm.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)