

FICHE PRODUIT

Flacon 300ml Polypropylène + verrou fermeture - cape attenante

Référence : SOC-FS300LOCK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques Techniques:

- Dimension du flacon: 64mm;
- Hauteur: 119mm;
- Dimension de la cape (sans languette): 71mm;
- Autoclavables (121°C, 32 min, cape ouverte);
- Graduation de 30 en 30ml jusqu'à 300ml et un trait de jauge à 100 et à 200;
- Conditionnement minimum de vente: 70.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-avec-cape-attenante/4181-flacon-300ml-polypropylene-verrou-fermeture-cape-attenante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com