

**FICHE PRODUIT**

## Autoclave de table 24 litres, Modèle Super Falcon SA-260FA

Référence : SOC-SA-260FA

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Caractéristiques de L'Autoclave (stérilisateur) à vapeur classe S, Modèle SA-260FA de 24 litres:**

- Système de remplissage automatique: oui.
- Système de séchage automatique: oui.
- Dimensions: 655mm(D) x 533mm(W) x 442mm(H).
- Capacité en eau du réservoir: 4200cc.
- Capacité de la chambre: 24 litres.
- Poids net: 51kg.
- Alimentation: 230V 50/60 Hz.
- Porte fermée, eau basse, affichage de surchauffe: oui.
- Consommation électrique: 2700 W / 12 Amp.
- Température de stérilisation: 121°C / 135°C; 121°C / 135°C.
- Emballé/non emballé: oui.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Sec/humide, Liquide, programme: pendant l'utilisation de la fonction "dry", laisser la porte ouverte pour un meilleur résultat à la fin de l'étape "exhaust"

### DISPOSITIF DE SECURITE

- Valve de sécurité: oui.
- Protection en cas de surtempérature: oui.
- Protection en cas de surcharge électrique: 20Amp. No fuse Breaker x 2.
- Protection en cas de surpression: commutateur de protection de pression.
- Indicateur de fermeture de porte: oui.
- Indicateur du niveau d'eau du réservoir: oui.
- Indicateur du niveau d'eau dans la chambre: oui.
- Fermeture de la porte sous pression: oui

### ACCESOIRES STANDARDS

- Boîte de stérilisation.
- Couverture chauffante.

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Lot de 3 plateaux de stérilisation plateau , 1 armature de plateau, 1 support de plateau: oui.
- Support de ressort x 2: oui

## Conformité et garantie



#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/autoclaves-de-classe-s-ou-n/4184-autoclave-de-table-24-litres-modele-super-falcon-sa-260fa.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)