

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Flacon 1L carré simple fermeture- Large ouverture

Référence : PLG-F1000CS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Flacons à large ouverture 1000ml, bouchés, simple fermeture;
- En polyéthylène haute densité;
- Gradués; * Cape à vis rouge;
- Dimensions (L x l x H): 95 x 76 x 185;
- Diam. ouverture: 58mm;

Condition minimum de vente: 90.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie**Garantie 2 ans**

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4185-flacon-1l-carre-simple-fermeture-large-ouverture.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com