

**FICHE PRODUIT**

## Flacon 2,5L carré marron simple fermeture+anse- bouchon blanc

Référence : PLG-F2500MCSA

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

**Description:** \* Flacons à large ouverture 2500ml marron avec anse bouchée, simple fermeture jointée; \* En polyéthylène haute densité; \* Gradués; \* Cape à vis blanche; \* Dimensions (L x l x H): 110 x 110 x 265; \* à ouverture: 85mm; \* Conditionnement minimum de vente: 35.

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### Page produit

<https://www.socimed.com/large-ouverture-150-a-2500-ml/4186-flacon-2-5l-carre-marron-simple-fermeture-anse-bouchon-blanc.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com