

FICHE PRODUIT



Micropipette acura electro socorex 955 à 08 canaux: 2,5 - 50 µl

Référence : SRX-MSAE8V50

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 955 à 08 canaux: 2,5 - 50 µl. avec 0,25 µl d'incréments.

Etalonnage sur le clavier de commandes.

Charge de la batterie sur la pipette ou sur le support.

Le système JUSTIP réglable en hauteur.

Autoclavables.

Garantie 01 AN.

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

une micropipette électronique,

un support de charge,

un chargeur rapide avec cordon,

une batterie supplémentaire,

un certificat d'étalonnage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4190-micropipette-acura-electro-socorex-955-a-08-canaux-2-5-50.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com