

FICHE PRODUIT



Micropipette acura electro socorex 955, 08 canaux: 0,5 - 10µl

Référence : SRX-MSAE8V10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques de la Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 955 à 08 canaux: 0,5 - 10µl. avec 0,05 µl d'incréments.**

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

une micropipette électronique,
un support de charge,
un chargeur rapide avec cordon,
une batterie supplémentaire,
un certificat d'étalonnage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4194-micropipette-acura-electro-socorex-955-08-canaux-0-5-10-l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com