

FICHE PRODUIT

Micropipette acura electro socorex 935 monocanal: 0,5 - 10 ml

Référence : SRX-MSAE10MLK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques de la Micropipette ACURA ELECTRO SOCOREX 935 monocanal: 0,5 - 10 ml.**

Micropipette présentée sous forme de sets comprenant :

- une micropipette électronique,
- un support de charge,
- un chargeur rapide avec cordon,
- une batterie supplémentaire,
- un certificat d'étalonnage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electronique-socorex-acura/4195-micropipette-acura-electro-socorex-935-monocanal-0-5-10-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com