

**FICHE PRODUIT**

## Papier thermique Sony UPP-210SE X 5

Référence : SON-UPP-210SE

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### Papier thermique Sony UPP-210SE - Standard A4 mat pour imagerie médicale fiable

Le **Sony UPP-210SE** est un papier thermique médical standard conçu pour offrir une **qualité d'impression constante et parfaitement lisible** dans les environnements cliniques. Son format **A4 (210 mm x 25 m)** permet de produire des images larges adaptées aux examens médicaux détaillés.

Grâce à sa finition **mate anti-reflet**, ce papier améliore la lisibilité des clichés, en particulier dans des conditions d'éclairage intense (blocs opératoires, cabinets, salles d'imagerie).

#### Impression stable et lisible au quotidien

Le Sony UPP-210SE est conçu pour un usage régulier avec :

- Une **impression noir & blanc homogène et fiable**
- Une **réduction des reflets grâce à la finition mate**
- Une **qualité constante pour le suivi des patients**
- Environ **130 à 140 impressions A4 par rouleau**

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Ce papier est particulièrement adapté aux structures médicales recherchant un consommable économique et performant.

## Applications médicales principales

Le UPP-210SE est largement utilisé pour :

- Échographie standard
- Imagerie diagnostique quotidienne
- Systèmes C-arm et orthopédie
- Radiologie et examens médicaux généraux

Sa finition mate en fait un choix idéal pour une lecture facile des images, même sous lumière forte.

## Compatibilité imprimantes Sony

Compatible avec de nombreux systèmes d'impression Sony :

- UP-970AD / UP-971AD
- UP-990AD / UP-991AD
- UP-960 / UP-980 / UP-910

## Caractéristiques techniques

- Type : Papier thermique noir & blanc standard (Type I / standard)
- Format : A4
- Dimensions : 210 mm x 25 m
- Finition : mate anti-reflet
- Capacité : ~130 impressions / rouleau
- Conditionnement : boîte de 5 rouleaux
- Marquage : CE médical
- Utilisation : échographie, imagerie médicale

## Pourquoi choisir le Sony UPP-210SE ?

- ✓ Excellent rapport qualité / prix
- ✓ Finition mate pour une meilleure lisibilité
- ✓ Idéal pour usage quotidien en milieu médical
- ✓ Impression stable et fiable

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

✓ Format A4 adapté aux examens détaillés

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/papier-thermique-sony/4199-papier-thermique-sony-noir-et-blanc-modele-upp-210se.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com