

FICHE PRODUIT



Valve de doyen - 120x35mm

Référence : SOC-GEU-281792

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Valve de DOYEN ou valve vaginale.

- Dimensions (Longueur x largeur) : 120 x 35mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/valve-de-doyen/4207-valve-de-doyen-120x35mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com