

FICHE PRODUIT



Pied à perfusion à 4 crochets, tige inox

Référence : SOC-GEU-811155

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pied à perfusion, tige inox et 04 crochets noir,

Porte sérum, comprenant un long pied à roulettes pivotantes et **4 crochets en plastique**. Il est utilisé pour porter les perfusions : paniers porte-sérum ou poches.

Les crochets supportent un poids maximum de 2 kg.

La hauteur réglable de 120 cm a maximum 210 cm. Sur pieds à 5 branches équipées de roulettes.

- Tube en inox
- pied en polyamide
- crochets en nylon.
- Dimensions du tube en inox : partie support (Ø 3 cm et longueur 100 cm) et partie coulissante (Ø 1,6 cm et longueur 110 cm).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pieds-a-perfusion-et-potences-medicales/4224-pied-a-serum-brillant-tige-inox.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com